

ダーウィン サット
SATT
には

職場を変える 力がある



◆腰のトラブルを招く動作パターン

荷の持ち上げ

継続される中腰姿勢

全身への負担

長時間の立ち仕事

急な動作

前かがみの姿勢

SATTなら作業負担を軽減し、腰を正しい位置で安定します


DARWING SATTの機能は **ラク** **簡単** を追求しました

ラク


背中のアシスト機能 + 骨盤コルセット機能で作業が“ラク”

コルセット機能で骨盤安定
姿勢が“ラク”に!


脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで
動きが“ラク”に!



滑車の原理を応用したWギア構造により軽い力で締める事ができます。骨盤周りをしっかり締める事で骨盤を安定させます。



(5kgの荷物をもって中腰姿勢になった場合)




DARWING SATT装着時は未装着に比べて脊柱起立筋の負担が平均約15%減少

簡単

脱ぐのも着るのも“簡単” 3ステップで **サット** 装着!

サポート力も
“簡単”に
ON/OFF
できる!



本体ベルトを骨盤の位置で締める
(補助ベルトをはずしておく)



本体ベルトの上の
補助ベルトを締める



肩ベルトの下部にある
サポートベルトを引く



大好評!

DARWING SATT に取り付けて使う

下肢パーツ登場!!

使いやすさ、
サポート力UP



しゃがんだ時の

ズレ防止機能+臀筋をサポート!!

本体に下肢パーツを
差し込む

臀部に沿ったベルトが伸縮



しゃがんでもズレにくい!

立ち上がりがラク!!



作業の動きに応じて使い分け!

完全にしゃがみ込む動作や
物を持ち上げることが多い場合



DARWING SATT
+
下肢パーツ

膝を曲げない中腰姿勢や
着けたままの移動が多い場合



DARWING SATT
のみ



取り外しも簡単!!

フックのように取り付けるだけの2ステップです。



装着方法を動画で紹介



■ DARWING SATT (ダーウィンサット)

品番	サイズ	仙骨周囲	身長	標準価格
000-0941	LL	105 ~ 125cm	180 ~ 198cm	15,000円
000-0942	L	95 ~ 115cm	166 ~ 185cm	15,000円
000-0943	M	75 ~ 95cm	148 ~ 166cm	15,000円

■ DARWING SATT(下肢パーツ)

品番	サイズ	大腿周囲	標準価格
000-0947	フリー	35 ~ 65cm	5,000円



ダイヤ工業株式会社

〒701-0203
岡山市南区古新田 1125

お電話でのご注文

☎ 0120-76-1217

※月~金 9:00 ~ 18:00 はオペレーターが承ります

FAXでのお問い合わせ・ご注文

☎ 0120-02-1246